

تدابیر هدفمند به منظور مقابله با ویروس کرونا با به کار گیری فن آوری نانو

محسن محمدقلی^۱، فاطمه پوربهمن^{۲*}

مقاله مروری

مقدمه: پس از انتشار ویروس کرونا و همه گیری بیماری منسوب به آن در سراسر جهان، بسیاری از دانشمندان جهان برآن شدند تا تدابیر جدیدی به منظور شناسایی، پیشگیری و درمان بیماری ناشی از ویروس کرونا به کار گیرند. فن آوری نانو با طیف گسترده‌ای از کاربردها در علوم مختلف از جمله پزشکی کمک ارزنده‌ای به پیشرفت و حل بسیاری از مشکلات آن می‌نماید. سامانه‌های نانو با ویژگی‌های منحصر به فرد جایگاه ویژه‌ای در داروسانی و حمل ملکول‌های زیستی دارند. آن‌ها توانایی انتقال داروهای ضدویروس و سایر داروهایی که با مکانیسم‌های دیگر به مواجه با ویروس کرونا می‌روند، را در پلاسمای خون و بین سلول‌ها دارند. همچنین اجزای‌های ویروسی و پادتن‌های علیه آن‌ها توسط برخی از این سامانه‌ها بین مرزهای سلولی و زیرسلولی جابه‌جا می‌شوند.

نتیجه‌گیری: این مطالعه به بررسی کاربرد سامانه‌های نانو در داروسانی هدفمند، واکسیناسیون و تشخیص بیماری کرونا می‌پردازد.

واژه‌های کلیدی: کرونا، نانوپزشکی، واکسیناسیون، داروسانی هدفمند، کووید-۱۹، سامانه‌های نانو

ارجاع: محمدقلی محسن، پوربهمن فاطمه. تدابیر هدفمند به منظور مقابله با ویروس کرونا با به کار گیری فن آوری نانو. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۴۰۲؛ ۳۱(۹): ۶۹۸۸-۷۰۰۳.

۱- گروه داروسازی هسته‌ای، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

۲- دانشکده فنی و حرفه‌ای شهید رجایی، شیراز، ایران.

*نویسنده مسئول؛ تلفن: ۰۷۱۳۶۳۱۳۴۶۰، پست الکترونیکی: f.pourbahman@yahoo.com، صندوق پستی: ۷۱۷۶۹۹۴۱۸۹

مقدمه


I و نوع II به آنژیوتانسین (۱-۷) می‌باشد. کووید-۱۹ از طریق پروتئین سنبله (Spike) خود به ACE2 متصل می‌شود. این اتصال باعث ایجاد یک تغییر ساختاری در پروتئین سنبله (Spike)، می‌شود که به آن اجازه می‌دهد تا توسط نوعی پروتئاز (TMPRSS2) بریده شود. برش پروتئین سنبله موجب همچوشه (Fusion) غشای سلول‌های ویروسی و میزبان و در نتیجه ورود ویروس به داخل سلول می‌شود. کووید-۱۹ می‌تواند از دو مسیر وارد سلول شود: ورود از طریق اتصال به سطح سلول و اندوسیتوز. پس از ورود ویروس به سلول میزبان آلدوه، ژنوم ویروسی آزاد شده، تکثیر شده و در ذرات ویروسی جدید بسته‌بندی می‌شود (تصویر ۳ و ۲).

- **تشخیص کووید-۱۹:** جداسازی ویروس کرونا در کشت سلولی به دلیل فقدان رده‌های سلولی و آنتی سرم‌های تجاری در دسترس برای کشت، عدم زمان کافی برای رسیدن به نتایج، مؤید دشواری کار، نیاز به تخصص و به دلایل ایمنی به طور معمول برای اهداف تشخیصی انجام نمی‌شود. با این حال، جداسازی ویروس در کشت‌های سلولی به منظور خالص‌سازی آن‌ها جهت شناسایی و تولید واکسن‌ها و عوامل درمانی حیاتی است (۹). توموگرافی کامپیوتربی (CT) قفسه‌سینه نیز یکی از اولین روش‌های تصویربرداری زنده برای تشخیص بیماری‌های مرتبط با سینه پهلو (Pneumonia) است. این روش محدودیت‌های ویژه خود را دارد. به عنوان مثال، در یک مطالعه چند مورد با واکنش زنجیره‌ای پلیمراز رونویسی معکوس (RT-PCR) مثبت هیچ‌گونه ناهنجاری ریوی را در پرتونگاری قفسه سینه نشان ندادند. بر عکس، در مطالعه دیگری، موارد منفی-RT PCR یافته‌هایی را در CT قفسه سینه نشان دادند. علاوه بر این، CT قفسه سینه به تنها یکی می‌تواند منجر به نتایج مثبت کاذب شود زیرا می‌تواند با سایر عفونت‌ها مانند آنفولانزا، سارس و مرس همپوشانی داشته باشد (۱۰). چندین آزمایش سروولوژیکی مبنی بر ایمنی سنجی با آنژیم‌های نشاندار (ELISA) و ایمونوکروماتوگرافی توسط شرکت‌های مختلف در سراسر جهان توسعه یافته‌اند. آنتی‌بادی‌های ایمونوگلوبین M (IgM) و


در اواخر دسامبر سال ۲۰۱۹ شیوع نوع جدیدی از کروناویروس از شهر ووهان (Wuhan) مرکز استان هوئی (Hubei) در چین آغاز شد. این ویروس که سبب بروز عفونت متوسط تا شدید سامانه تنفسی در انسان می‌شد، در زمان کوتاهی با سرعت زیاد در تمام جهان گسترش یافت. این ویروس که کووید-۱۹ (COVID-19) نام گرفت با مرگ بیش از شش میلیون نفر در سراسر دنیا سبب نگرانی جهانی شد. براساس گزارش پژوهشگران این ویروس به طور مداوم در حال تکامل است و می‌تواند از طریق ناقلین بدون علامت منتشر بشود، که این امر تهدید کننده سلامت جهانی است. کروناویروس‌ها جزء ویروس‌های پوشش‌دار حاوی ژنوم تک رشته‌ای و غیر قطعه‌ای با قطبیت مثبت و حامل یکی از بزرگترین ژنوم‌ها در میان خانواده‌های ویروسی با ژنوم ریبونوکلئیک (RNA) می‌باشند که در حدود ۲۹ پروتئین را رمزگذاری می‌کند. کرونا ویروس‌ها متعلق به سرده کرونا ویرینه‌ها و از خانواده کروناویروس‌ها هستند که آن‌ها نیز در راسته نیدروویرال‌ها قرار دارند. سرده کرونا ویرینه شامل چهار گونه: آلفا، بتا، گاما و دلتا کرونا ویروس‌ها می‌باشد، که سویه مولد بیماری کووید-۱۹ بر اساس تجزیه توالی ژنوم، در زیرگروه گونه بتاکروناویروس‌ها طبقه‌بندی می‌شود (تصویر ۱).
بیماریزایی کووید-۱۹: قطر ویروس کووید-۱۹ بین ۵۰ تا ۲۰۰ نانومتر و ژنوم آن حاوی ۲۹۸۸۱ جفت باز است. ژنوم این ویروس حداقل چهار پروتئین ساختاری به نام‌های نوکلئوکپسید (Nucleocapsid)، سنبله (Spike)، پوشش (Envelope) و غشایی (Membrane) را رمز می‌کند. در این میان، تنها پروتئین سنبله ورود ویروس به سلول میزبان را میانجی‌گری می‌کند (۴). ویروس کووید-۱۹ از طریق تعامل با آنژیم نوع ۲ مبدل (Angiotensin-converting enzyme 2) وارد سلول‌های میزبان می‌شود. ACE2 پروتئینی است که در بسیاری از بافت‌ها و اندام‌های انسان بیان می‌گردد، دارای فعالیت‌های زیستی گسترده‌ای می‌باشد و جز مهمی از سامانه رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون است که قادر به تبدیل آنژیوتانسین نوع

كاركتنان بسيار ماهر انجام مى شود، بنابراین استفاده از آنها محدود است. RT-PCR استاندارد طلابي برای تشخيص کووید-۱۹ در نظر گرفته مى شود تصویر ۴(۱۱).


ایمونوگلوبین G (IgG) شناسايی شده در ELISA داراي ويزگي (Specificity) بيش از ۹۵ درصد در تشخيص کووید-۱۹ دارند. بيشتر آزمایش‌های مولکولي، برخلاف آزمایش‌های سرولوژيکي، در آزمایشگاه تخصصي، با استفاده از تجهیزات پیشرفته و



تصویر ۱: آرایه‌بندی ويروس کووید-۱۹ از راسته تا گونه (۲).




تصویر ۲: مراحل تکثیر و عفونت ويروس با ژنوم RNA تک رشته‌اي (۳).



تصویر ۳: چرخه تکثیر ويروس کووید-۱۹ (۷).

پس از همچوشي ويروس با غشاي سلولي، ويروسی به داخل سيتوبلاسم آزاد و به دو پلی پروتئين غيرساخاري pp1ab و pp1a ترجمه مى شود. پروتئين‌های pp1ab و pp1a تحت خود پروتئين کافت تشکيل مجتمع همانندسازی و تکثیر ويروس را فراهم مى آورند (۸).




تصویر ۴: نمایش طرح کلی از روش‌های تحلیلی مختلف موجود برای تشخیص کووید-۱۹ (۱۰).

موجب مهار همجوشی ویروس با سلول میزبان می‌شوند (۱۵). داروهایی مانند لوپیناویر، ریتوناویر و داروناویر که از شکست پلی پروتئین به پروتئین‌های ساختاری جلوگیری می‌کنند، مهارکننده‌های پروتئاز نامیده می‌شوند نیز ممکن است در برابر ویروس کرونا مؤثر باشند. راهبرد دیگر برای مبارزه با ویروس کووید-۱۹ شامل هدف قرار دادن مرحله رونویسی معکوس با مهارکننده‌های RNA پلیمراز وابسته به RNA (RDRP) مانند رمدسیویر، فاویپیراویر، ریباویرین و آربیدول می‌باشد. این آنزیم برای تکثیر و رونویسی ویروس ضروری است (۱۶). همچنین، نشان داده شده است که آنتی‌بادی‌های مونوکلونال ضد کووید-۱۹ که پروتئین سنبله را هدف قرار می‌دهند دارای مزایای بالینی در درمان کرونا هستند (۱۷). سطوح بیش از حد سیتوکین سرم (طفافان سیتوکینی) که منجر به آسیب اندام‌های متعدد در بیمارانی که به صورت شدید با کرونا درگیر شده‌اند، می‌شود. بنابراین، پیشگیری و درمان طفافان‌های سیتوکینی می‌تواند جایگزین خوبی برای جلوگیری از پیشرفت کووید-۱۹ باشد. مطالعات بالینی نشان داده است که علت اصلی التهاب افزایش سطح اینترلوکین-۶ (IL-6) است. کمپلکس تولید شده از اتصال IL-6 با گیرنده محلول یا گیرنده غشایی IL-6 فعال می‌شود و پاسخ التهابی را فعال می‌کند. توسیلیزوماب (آنتمانی مونوکلونال علیه IL-6) می‌تواند انتقال پیامی را که باعث پاسخ‌های التهابی می‌شود را با اثرگذاری انتخابی بر روی گیرنده‌های IL-6 مسدود کند. با این حال،

- راهبردهای درمان کرونا بیماری کرونا: مراحل چرخه زندگی ویروس، که اهداف بالقوه‌ای برای درمان دارویی هستند، نیازمند ارزیابی داروهایی هستند که قادر به هدف قرار دادن فعالیت‌های سلولی مانند مسدود کردن ورود، اندوسیتوز و همجوشی سنبله با غشای سلولی، مهار آنزیم‌های ویروسی، سرکوب التهاب و مهار اجزای ویروسی، از جمله پوشش، غشاء، نوکلئوکپسید، و سایر پروتئین‌های منضم ویروس هستند (۱۲). همجوشی پروتئین سنبله با گیرنده ACE2 سلول کاهش پاسخ این گیرنده به محرك خارجي را به دنبال دارد. مسدود کننده‌های گیرنده آنژیوتانسین (Angiotensin Receptor Blockers)، مهارکننده‌های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors) استاتین‌ها که بیان ACE2 را افزایش می‌دهند ممکن است در درمان کرونا کارایی داشته باشند. اندوسیتوز، کافت پروتئین‌های ساختاری ویروسی را در پی دارد که داروهای کلروکین و هیدروکسی کلروکین با اختلال در این عملکرد ممکن است اثر ضد ویروسی ایجاد کنند (۱۳). جدای از کلروکین و هیدروکسی کلروکین، بافیلومایسین، دی‌فیلین و سالیفنیل هلامید نیز به عنوان نامزدهای ضد ویروسی با طیف گسترده‌ای که از طریق مهار اسیدی شدن اندازوم میزبان عمل می‌کنند، مورد توجه علمی زیادی قرار گرفته‌اند (۱۴). کاموستات و نافاموستات با هدف قرار دادن TMPRSS2 سلول میزبان که برای فعال‌سازی پروتئین کافت گلیکوپروتئین S مورد نیاز است


تمام سلول عامل بيماري زا نمي تواند محافظت لازم را بدون واکنش‌های جانبی از جمله التهاب، پاسخ‌های حساسیت‌زا و خودایمنی فراهم کند. واکسن‌های زیرواحد مبتنی بر قطعات میکروارگانیسم‌ها توانایی غلبه بر این چالش‌ها را دارند. واکسن‌های زیر واحد فقط شامل اجزای آنتی‌ژنی عامل بيماريزا هستند که برای برآنگیختن پاسخ‌های ایمنی مؤثر مورد نياز هستند. يك پليساكاريد، يك اسيدينوكلئيك يا يك پروتئين همگی می‌توانند به عنوان آنتی‌ژن استفاده شوند. از اين ميان تنها واکسن‌های زیرواحد پروتئينی عليه ويروس کووید-۱۹ ساخته می‌شود. در بين پروتئين‌های ساختاري و غيرساختاري کووید-۱۹، پروتئين سنبله به دليل آنتی‌ژنيسيته بالا و قدرت برای القاي پاسخ‌های ایمنی قوي، يك هدف ايده‌آل برای توسعه واکسن است. هنگامی که ويروس‌ها از طریق عفونت وارد سلول میزبان می‌شوند، آنتی‌ژن رمزگذاری شده توسط اسيد نوكلئيك بيان می‌شود که باعث واکنش سلولی با آنتی‌بادي می‌شود. بر اساس اين اصل، واكسيناسيون با اسيدينوكلئيك يكی دیگر از روش‌های ایمن‌سازی مؤثر است که از اسيدهای نوكلئيك سنتز شده مصنوعی برای برآنگیختن پاسخ ایمنی استفاده می‌کند، مانند پاسخی که توسط واکسن‌های ضعيف شده ايجاد می‌شود. ويژگی‌های ایمنی بهبودیافته که فرآيند عفونی را تقلید می‌کنند، از مزاياي بالقوه واکسن‌های بر پايه اسيد نوكلئيك هستند تصویر ۶ (۱۸).

جنبه‌های هزينه و ايمنی می‌تواند مانع استفاده از توسيليزوماب در درمان کووید-۱۹ شود. بر اساس مطالعه‌اي که منتشر شده است، ساريلوماب، آنتاگونويست ديگر گيرنده IL-6، ممکن است به بهبودی سريع در بيماران مبتلا به کووید-۱۹ که با التهاب شديد بدنی مشخص می‌شوند، کمک کند تصویر ۵ (۱۸). يشگيري از بيماري کرونا: واکسن‌های غيرفعال يا ضعيف شده داراي مزايايي مانند تحريك گيرنده‌های شناسايي الگو (Pattern Recognition Receptors) در اين حالت ويروس‌ها زنده و قابل تکثیر هستند اما غير رسمي هستند. با اين حال، به دليل خطر ويروس‌های زنده، نظارت طولاني مدت برای ارزيايي ایمنی واکسن مورد نياز است. اخيراً، ويروس کووید-۱۹ نوترکيب از قطعات DNA ويروسی با استفاده از ژنوميك‌های مصنوعی سنتز شده است. بر اساس اين يافته‌ها، می‌توان کمی سريع‌تر به نسل واکسن‌های ضعيف‌شده عليه ويروس کووید-۱۹ نزديک شد. مزاياي واکسن‌های نوترکيب عبارتند از بيان کافي پروتئين هدف، پايداري طولاني مدت و القاي پاسخ‌های ایمنی قوي که موجب می‌شود از آن‌ها برای افرادی که سامانه ایمنی ضعيفی دارند نيز استفاده کرد. واکسن‌های نوترکيب به ويروس‌های زنده اجازه می‌دهند تا با استفاده از حامل غيربيماريزا ژن‌های عوامل بيماري‌زا خود را وارد سلول‌های میزبان کنند، در نتيجه اين ژن‌ها به پروتئين مورد نظر ترجمه شده و پاسخ ایمنی مورد نظر را تحريك می‌کنند. قابل ذكر است، در برخی مواقع، روش بهكارگيري



تصویر ۵: اهداف درمانی داروهای در نظر گرفته شده برای استفاده مجدد در برابر کووید-۱۹.

ویروس از طریق ادغام پروتئین‌های S ویروسی با گیرنده سلولی ACE2 وارد سلول می‌شود و به دنبال آن کاهش ACE2 ایجاد می‌شود. مسدودکننده‌های گیرنده آنزیوتانسین (ARBs)، مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنزیوتانسین (ACEIs) و استاتین‌ها (ACE2) را افزایش می‌دهند، بنابراین ممکن است در این شرایط کارایی داشته باشند.^۳ هموژوئی با اندوستیوز ویروس ادامه می‌یابد، که در آن pH pایین انزوومی به لیز پروتئین‌های ساختاری ویروسی کمک می‌کند. اختلال در این محیط اسیدی توسط بازهای دی‌پروتیک مانند کلروکین و هیدروکسی کلروکین ممکن است اثر ضد ویروسی ایجاد کند.^۴ ۵. آزادسازی اسید نوکلئیک به سیتوپلاسم و ترجمه پروتئین‌های ویروسی با استفاده از ریبوزوم‌های میزان،^۶ پروتولیز توسط آنزیم پروتولاز اصلی ویروسی باعث می‌شود پروتئین‌های عملکردی به عنوان مثال RDRP RDRP بنابراین، مهارکننده‌های RDRP ردمسیویر، فاوپیراویر، ریباویرین و آریدول ممکن است در برابر کروناویروس‌ها موثر باشند.^۷ ۸. ترجمه و پروتئین کافت به پروتئین‌های ساختاری و به دنبال آن بسته‌بندی، ویریون‌های دست نخورده را می‌سازد که از سلول خارج می‌شوند.^(۱۳).

تصویر ۶: خلاصه‌ای از انواع استراتژی برای توسعه واکسن علیه کووید-۱۹.^(۱۹)


دشوار می‌کنند، فراهم می‌آورند. به علت افزایش اثر نفوذپذیری و ماندگاری می‌توانند داروها را به صورت دقیق به اهداف موردنظر برسانند که تجمع پایین‌تر داروها در اندام‌های غیر هدف و درنتیجه کاهش اثرات سمی آن‌ها را به دنبال دارد. دارای مساحت سطح بالایی هستند که موجب بارگیری بیشتر دارو و اصلاح‌پذیری آن‌ها با عوامل گوناگون با طیف ساختاری گستره می‌شود. با این وجود، گرچه نانو فرمولاسیون می‌تواند عوارض جانبی داروها را کاهش دهد، اما باید عوارض جانبی

- **اهمیت سامانه‌های نانو در داروسانی:** فن‌آوری نانو دارای توان تسهیل توسعه سامانه‌های داروسانی متنوع برای درمان عفونت‌های کووید-۱۹ را به دلیل اندازه کوچک، ویژگی‌های ساختاری و توانایی تقلید رفتار سلول یا اجزای سلولی انسان دارا می‌باشد. طیف گسترده‌ای از اجزای فعال دارویی، از جمله ترکیبات ضد ویروسی، زیستی و اسید نوکلئیکی می‌توانند توسط نانوحامل‌ها بارگیری و تحويل داده شوند.^(۱۲) سامانه‌های نانو توانایی گریز از پاسخ‌های ایمنی که درمان را

نامحلول استفاده میشوند. وزن مولکولي آنها قابل تنظيم است. علاوه بر اين، آنها را میتوان با گروههای عاملى مختلف مزدوج کرد و آنها را به يك ماده منحصر بهفرد برای تحويل دارو تبديل کرد. بهطور خلاصه که با توجه به ويژگيهای زيستي برجسته آنها، بهطور گسترده در کاربردهای زيست پزشكى و دارويى استفاده میشوند. نانوسوسپانسيونها نيز اثربخشى خود را در دارورسانى داروهای نامحلول در آب و نامحلول در چربى نشان دادهاند. آنها به دليل يكپارچگى خود برجسته و نسبت به سايرووشاهی بهكارگيري قابل اعتماد هستند. علاوه بر اين، سرعت انحلال و حلاليت اشباع داروها را بهبود میبخشند (۲۱). نانوذرات ويروس مانند (Virus-like Nano Particles) نانوذرات کروي شكلی هستند که از چندين مولکول با اندازههای بين ۲۰ تا ۲۰۰ نانومتر تشکيل شدهاند. اين نانوذرات از خودآرایي پروتئينهای مشتق شده از کپسیدهای ويروسی حاصل میشوند. آنها به عنوان نانو مواد جالبي معرفی شدند که حاوي مواد ژنتيكي نيستند اما توانايی تقلييد دقیق ويروس يا آنتىزن واقعی از نظر ساختار و تعين کنندههای آنتىزنی را دارند. اين امر سبب میشود که اين نانومواد برای سلولهای ارائهدهنده آنتىزن بسيار رياينده باشند که به راحتی قابل شناسايی هستند و در نتيجه میتوانند پاسخ ايمني را تحریک کنند. يكى دیگر از مزاياي نانوذرات ويروس مانند پتانسیل بالاي آنها برای استفاده به عنوان يك ناقل در زن درمانی است، بهطوری که میتوان از آنها به عنوان يك سامانه هوشمند برای تحويل دقیق زن به محل جهش يا ترمیم زنها با هدف تغيير بيان زن يا رمزگذاري يك زن استفاده کرد. علاوه بر اين، درمان اميدوارکننده با اين نانوذرات بر اين واقعيت متکی است که آنها به راحتی میتوانند از تخریب آنزيمی در مقایسه با تجویز ویروئیدهای بدون پوشش جلوگيري کنند. همچنان آنها اندازه بسيار کوچکی دارند که به آنها اجازه نفوذ به هسته سلولی را میدهد. نانوذرات پروتئين خود سامان يافته (Self-assembled Nano Particles) نوع جديدي از نانوذرات هستند که از الیکومريزاسيون پروتئينهای مونومر با قطری بين ۲۰ تا ۱۰۰ نانومتر به دست میآيند. اين نانوذرات را

خود آنها را نيز در نظر گرفت. سميت نانوذرات ساخته شده از مواد مختلف میتواند در سطوح مولکولي، سلولی و بافتی رخ دهد (۲۰). نانوذرات با اتصال به پوشش ويروسی يا پروتئين آنها از تعامل با سلول ميزبان و در نتيجه از تکثیر سلولی جلوگيري میکند. برای اين منظور، نانوذرات با ژنوم ويروسی يا پروتئين هسته ادغام میشوند و از تکثیر و اتصال ويروس جلوگيري میکنند. نانوذرات پليمري اثرات تراوتزنيسيته ندارند، غيرسمی بوده و دارای زيست سازگاري میباشند. مواد ناشی از تجزيه آنها در سلولها هیچ اثر سمي برجای نمیگذارد. از پليمراهای خودسامان يافته (Self-assembled) میتوان برای به دام انداختن داروهای نامحلول استفاده کرد. طوري که اجازه انتشار کنترل شده داروها را به دليل ساختار پايدار آنها بدهد. نانوذرات پليمري حاوي کيتوسان به دليل ويژگيهای غيرسمی، زيست سازگاري و توانايي باز کردن پيوندهای قوى بين سلولهای بافت پوششی و قدرت تبديل به ظاهر و اندازههای دلخواه، توجه ويژهای را برای درمان از طريق داخل بینی به خود جلب کردن. نانومولسيونها ماهيّت سمي ندارند و باعث تحريك نمي شوند. علاوه بر اين، آنها دارای توانايي افزایش فراهمي زيستي داروها هستند، پايداري فيزيکي دارند و میتوانند به حل شدن داروهای چربی دوست کمک کنند. آنها همچنان دارای قطرات ريز با مساحت سطح بالايی هستند که ظرفیت جذب بيشتری را فراهم میکنند و میتوانند در اشكال دارويی مختلف از جمله مایعات، كرمها، فومها و اسپريها فرموله شوند. ليپوزومها و زيکولهای ليپيدي سلول مانندی هستند که دارای دولایه فسفوليبيدي منظم هستند و دارای مزاياي زيادي مانند عدم سميت، عدم ايماني زايي، تغيير توزيع دارو در داخل بدن، امكان رهش مداوم دارو، طولاني شدن زمان عمل دارو، افزایش شاخص درمان دارويي، به حداقل رساندن عوارض جانبی دارو و به دام انداختن مولکولهای آبدوست، آبگریز، یونی هستند. لازم به ذكر است که با تنظيم مواد ليپيدي میتوان اندازه ذرات و شيمي سطح آنها را کنترل کرد. دندريمراها سامانههای دارورسانی مصنوعی و شاخه دار با تنواع شکل هستند که معمولاً برای تجویز داروهای

که برای عبور از غشای سلولی دارند می‌توانند به طور ویژه و ایمن داروها، ژن‌ها و اسیدهای نوکلئیک را به طور مستقیم به هسته سلول تحویل دهند (تصویر ۷) (۲۲).



تصویر ۷: مهار اسیدی شدن آندوزوم برای توقف ورود سیتوزو لم ویروس‌ها (۱۴).

مراقبت عبارتند از: (۱) حداقل فضای مورد نیاز برای تست و ذخیره‌سازی. (۲) تجزیه و تحلیل در مقیاس وسیع. (۳) آزمایش را می‌توان در مکان‌های مختلف انجام داد و (۴) انعطاف‌پذیری در رفع نیازهای مختلف پزشکی. آزمون در نقطه مراقبت تشخیص را بدون ارسال نمونه به آزمایشگاه‌های تخصصی امکان‌پذیر می‌کند. آزمایش کووید-۱۹ جانبی (Lateral Flow Test) برای تشخیص کووید-۱۹. یکی از این روش‌های آزمون در نقطه مراقبت است (۲۳). نوارهای جریان جانبی از یک غشای کاغذ مانند تشکیل شده است که عموماً از نیتروسلولز پوشیده شده با دو خط تشکیل شده است: خط اول آنتی‌بادی مزدوج با نانوذرات طلاست که به عنوان خط آزمایش شناخته می‌شود. خط دوم خط گرفتن آنتی‌بادی است که به عنوان خط کنترل شناخته می‌شود. نمونه بر روی غشا که به عنوان لایه نمونه نیز شناخته می‌شود، رسوب می‌کند و مواد مورد تجزیه در سراسر نوار حرکت می‌کنند تا زمانی که با عمل موئینگی به خط اول برسند. همانطور که مواد مورد تجزیه از طریق اولین خط آزمایش حرکت می‌کنند، آنتی‌ژن‌های موجود در ماده مورد تجزیه به مزدوج متصل می‌شوند و این کمپلکس از طریق غشا به جلو حرکت می‌کند. هنگامی که به خط دوم می‌رسد، با آنتی‌بادی‌های جذب متصل می‌شود و یک خط رنگی ظاهر

می‌توان با استفاده از بسیاری از زیست مواد مهندسی کرد که پیپتیدها مطلوب‌ترین آن‌ها هستند، زیرا نانوذرات مبتنی بر پروتئین می‌تواند به راحتی برای کاربردهای متعدد توسعه یافته و اصلاح شود. آن‌ها در تحویل دارو با توجه به توانایی متمایزی



نانوذرات پای اینان گلیکول - پلی (اکتیک-کو-گلابوکلیک اسید)

• **اهمیت سامانه‌های نانو در تشخیص:** نانو مواد به دلیل ماهیت بسیار پایدار در محیط‌های مختلف و زیست‌سازگاری با سیالات فیزیولوژیکی می‌توانند به عنوان مبدل انتخاب و مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر این، نانومواد شیمی سطحی را فراهم می‌کنند که می‌تواند برای زیست مزدوج سازی مولکول‌ها و همچنین انرژی سطحی بالا و اثر تقویتی قوی روی پیام‌ها مفید باشد. نانوذرات فلزی مانند نانوذرات طلا و نقره، نانومواد مبتنی بر کربن (نانولوله‌ها و گرافن)، بلورهای فوتونی، نانوژل‌ها و میکروژل‌ها به دلیل مزایایی که دارند برای کاربردهای حس‌گر زیستی استفاده می‌شوند. قبل اثبات شده است که ذرات مبتنی بر نانو کربن بستر مناسبی برای تشخیص باکتری با استفاده از تکنیک‌های مختلف مانند الکتروشیمی و پیزوالکتریک و همچنین برای تهیه کیت‌های مبتنی بر میکروسیال فراهم می‌کنند (۲۳).

• **آزمایش در بالین بیمار:** آزمایش تشخیصی بر بالین بیمار یا آزمون در نقطه مراقبت (Point-Of-Care Testing) به عنوان آزمایشی تعریف می‌شود که با استفاده از کیت یا نوار در خانه یا در مکانی که از بیمار مراقبت می‌شود انجام می‌شود. حیاتی‌ترین جز این آزمون، حس‌گر زیستی است که برای انجام یک سنجش زیست شیمیایی برای شناسایی بیماری‌زا استفاده می‌شود. مزایای استفاده از آزمون در نقطه


به هدف به عنوان حامل استفاده می‌شوند. گزارش شده است که از اين نانوذرات برای تشخيص RNA کووید-۱۹ و پاسخ آنتی‌بادی میزبان استفاده می‌شود. نشان داده شده است که نانوذرات اکسید آهن پوشش داده شده با سیلیس میل ترکیبی قوي با RNA کووید-۱۹ دارند، زيرا اين نانوذرات باعث باز شدن ويروس می‌شوند. در اين روش از آهربا برای جداسازی نانوذرات پوشش داده شده با RNA از محلول نمونه استفاده می‌شود. سنجش دقيق نياز به استخراج و جداسازی کارآمد و خودکار اسيدهای نوكلييك از نمونه‌ها دارد تا از نتایج منفي کاذب جلوگیری شود. اين روش ساده و مقرون به صرفه است و به استخراج موثر RNA از نمونه‌های بيمار کمک می‌کند (۲۷).

- نانوزبست حس‌گرها: به طور کلي، بسترهاي حس‌گر زيسٽي برای تشخيص کووید-۱۹ بر اساس سه جنبه مهم استوار است: هدف برای شناسايي (به عنوان مثال، RNA و پروتئين‌های ويروسی، یا ايمونوگلوبولین‌های انسانی)، روش‌های شناسايي (بر اساس آپتامرا، آنتی‌بادی‌ها، کاوشگرهای اسيد نوكلييك، گيرنده‌ها) و تقويت پیام‌ها و سامانه‌های انتقال (بر اساس تشدید پلاسمون سطحي، الکتروشيميايي، نوري، سامانه‌های مکانيكی و پیام‌های فلورسنت). برهمکنش بين آنتی‌بادی و آنتی‌زن يا گيرنده و ليگاند مربوطه را می‌توان از طريق تغييرات ساختاري پروتئين‌های حس‌گر شناسايي کرد. علاوه بر اين، تشخيص مبني بر واکنش‌های آنزيمي يکی از مهمترین روش‌های تشخيص است (تصوير ۱۰ و ۱۱ و ۲۸).

مي شود. علاوه بر ايمونوگلوبولين‌ها اسيد نوكلييك با رشته‌هاي DNA یا آپتامر که يك DNA تک رشته‌اي یا رشته RNA است نيز می‌تواند برای آزمون‌های جريان جانبی استفاده شود. مزدوج شدن آنتی‌بادی‌ها با نانوذرات طلا دستگاه را قابل اعتقادتر و حساس‌تر می‌کند (۲۳).


- استفاده از رنگ‌سنجه در تشخيص ويروس كرونا: نانوذرات طلا معمولاً در سنجش‌های هيبريداسيون رنگ‌سنجه استفاده می‌شوند. يکی از اين سنجش‌ها، سنجش رنگ (Kim) سنجي مبني بر پيوند دی‌سولفید است که توسط کيم (Kim) و همکاران طراحی شده است. نانوذرات طلا به دو دليل در توسعه نانوسنجش‌ها به شدت مورد مطالعه قرار گرفته‌اند: سهولت اصلاح سطح الکترواستاتيک با بخش‌های مختلف مانند آنتی‌زن‌ها و آنتی‌بادی‌ها و تغيير تشدید پلاسمون سطحي (Surface Plasmon Resonance) و تغييرات رنگ. سنجش‌های رنگ‌سنجه از ويژگی‌های نوري نانوذرات طلا و الیگونوکلئوتيدات آنتي‌سننس برای فسفوپروتئين N کووید-۱۹ خاص بهره‌برداری می‌کنند که توسط تيول برای ترکيب آن اصلاح شدند. در صورتی که توالی RNA هدف از کووید-۱۹ وجود داشته باشد، الیگونوکلئوتيدات آنتي‌سننس اصلاح‌شده با تيول روی مجموعه نانوذرات طلا و آن‌ها را پوشانده و تغيير در تشدید پلاسمون سطحي مشاهده می‌شود. با افروزن ريبونوكلياز H، رشته RNA از هيبريد RNA-DNA جدا می‌شود، که منجر به تشکيل يك رسوب قابل تشخيص بصري می‌شود که توسط تجمع در بين نانوذرات طلا تسهيل می‌شود (۲۴,۲۵).

- ايمني سنجي بر اساس نانوذرات مغناطيسي: نانوذرات مغناطيسي (Magnetic Nanoparticles) نيز برای رسيدن




تصویر ۸: تصویری از نوارهای ایمنی سنجی جریان جانبی، نشان دهنده اجزای مختلف آن و نتایج مورد انتظار در تست‌های مثبت و منفی.

در یک آزمایش مثبت، نانوذرات مزدوج با آنتی‌ژن‌های مصنوعی نوترکیب به IgM ضد کووید-۱۹ متصل می‌شوند. آنتی‌بادی‌های کووید-۱۹ در سرم بیماران آلوده وجود دارد و مجموعه‌های را تشکیل می‌دهد که توسط IgM ضد آنتی‌بادی‌های کووید-۱۹ بی‌حرکت در خط آزمایش که قرمز رنگ می‌شود، جذب می‌شود. نانوذرات مزدوج با آنتی‌ژن‌های مصنوعی نوترکیب بی‌حرکت آن‌ها را می‌گیرند و باعث ایجاد خط قرمز دوم می‌شوند. در یک آزمایش منفی، IgM ضد آنتی‌بادی‌های کووید-۱۹ در سرم بیمار وجود ندارند، هیچ کمپلکسی با نانوذرات مزدوج با آنتی‌ژن‌های مصنوعی نوترکیب ایجاد نمی‌شود که مانع از تعامل با آنتی‌بادی‌های ضد IgM می‌شود و از تشکیل رنگ در خط آزمایش (بدون رنگ) جلوگیری می‌کند. در خط کنترل، مزدوج‌های نانوذرات مزدوج با آنتی‌ژن‌های مصنوعی نوترکیب توسط آنتی‌بادی‌های ضد آنتی‌ژن‌های مصنوعی نوترکیب ثابت شده جذب می‌شوند و باعث ایجاد خط قرمز می‌شوند (۲۴).



تصویر ۹: یک سوآب بینی حاوی نمونه آزمایشی با یک لوله آزمایش ساده آزمایشگاهی مخلوط می‌شود.

لوله آزمایش حاوی مایع مخلوط با نانوذرات طلا است که به مولکولی متصل شده است که به ویروس کرونا متصل می‌شود. اگر ویروس وجود داشته باشد، نانوذرات طلا، محلول را به رنگ آبی تیره (تله لوله) تبدیل می‌کند و رسوب مشاهده می‌شود. در صورت عدم وجود ویروس، محلول رنگ بنفش اصلی خود را حفظ می‌کند (۲۶).



تصویر ۱۰: نانوحس‌گرهای مبنی بر گرافن، نانولوله‌های کربنی یا نانومواد پلاسمونیک و کاربرد آن‌ها برای تشخیص کووید-۱۹ (۲۹).

نانوذرات لیپیدی، یک لیپید قابل یونیزاسیون است که در pH پایین دارای بار مثبت است تا امکان محصور کردن mRNA با بار منفی را فراهم کند، در حالی که در pH فیزیولوژیکی خنثی است. نانوذرات لیپیدی از طریق اندوسیتوز وارد سلول‌ها می‌شوند و در pH پایین اندازوم‌ها، لیپید قابل یونیزاسیون دارای بار مثبت می‌شود و می‌تواند غشای اندازومی را مختل کند و اجازه می‌دهد محموله mRNA برای ترجمه پروتئین در سیتوپلاسم آزاد شود. آن‌ها اغلب حاوی یک لیپید پژیله شده (PEGylated) برای به حداقل رساندن اپسونیزاسیون (Opsonization) در داخل بدن و چربی‌های کمکی مختلف و mRNA-کلسترول برای حمایت از تشکیل ذرات هستند.

LNP‌ها کاملاً مصنوعی هستند و بدون نیاز به سلول‌های زنده ساخته می‌شوند و امکان تولید سریع واکسن‌ها را در مقیاس وسیع پس از در دسترس بودن ژنوم ویروسی فراهم می‌کنند. اولین دو واکسن کووید-۱۹ که برای استفاده تأیید شد، نانوذرات لیپیدی رها کننده mRNA رمزکننده پروتئین سنبله مهندسی شده بودند. هم ذرات mRNA و هم ذرات لیپیدی حاوی خواص ایمنی تحریک‌کننده قوی هستند که نیاز به فرمولاسیون اضافی با عامل کمکی را نمی‌کند. در واقع، ایمنی‌زایی ذاتی mRNA می‌تواند مشکل ساز باشد. هر دو واکسن‌های Moderna (Moderna) و فایزر (Pfizer) از mRNA حاوی نوکلئوزیدهای اصلاح شده استفاده می‌کنند که برای محدود کردن ایمنی‌زایی mRNA طراحی شده‌اند و امکان دوزهای بالاتر واکسن و افزایش ظرفیت ترجمه را فراهم می‌کنند (۳۰).

- نانو ذرات پلیمری: پلیمرهایی مانند کیتوسان، پلی (لاکتیک-کو-گلیکولیک اسید)، یا پلی‌اتیلن ایمین (PEI) به طور گسترده در گذشته برای تهییه واکسن‌های نانوذراتی برای سایر کروناآپیزودیت‌ها استفاده شده‌اند. کیتوزان، یک پلی‌ساکارید Receptor- (RBD) طبیعی، برای محصور کردن پروتئین‌های Binding Domain کووید-۱۹ مورد استفاده قرار گرفت. کیتوزان با بار مثبت می‌تواند به صورت الکترواستاتیکی با موکوس با بار منفی سیالیک اسید تعامل داشته باشد و

اهمیت سامانه‌های نانو در واکسیناسیون: چندین نانو واکسن برای کووید-۱۹ ایجاد شده است که آن‌ها را می‌توان بر اساس اجزای عملکردی خود به سه دسته اصلی طبقه‌بندی کرد: ویروس، بر پایه پروتئین و بر پایه اسید نوکلئیک. نانو واکسن‌ها برای بهبود کارایی واکسن و راهبردهای ایمن‌سازی از طریق سازوکارهای مختلف مرتبط با نانوذرات مانند محافظت از آنتی‌ژن‌ها در برابر تخریب، کنترل تحويل آنتی‌ژن‌ها از قالب نانوذرات و تنظیم جذب و پردازش آنتی‌ژن توسط سلول‌های ارائه‌دهنده آنتی‌ژن طراحی شده‌اند. نانوواکسن‌ها از طریق کپسوله‌سازی آنتی‌ژن‌های ویروس کووید-۱۹ یا قرار دادن آن‌ها بر روی سطح نانوذرات ساخته می‌شوند و نانوذراتی با ساختار ایمنی مشابه تولید می‌کنند. مونتاژ مبتنی بر ساختار متداول‌ترین روش در تولید نانو واکسن‌های ویروس کرونا است. الگوی مونتاژ برای کنترل پایداری ترمودینامیکی نانوذرات مونتاژ شده و جلوگیری از تجمع بسیار مهم است. نانوذرات طلا معمولاً در نانوذرات مانند، نانوذرات ویروسی از طور خود حامل آنتی‌ژن هستند می‌توانند به عنوان عامل کمکی (Adjuvant) در ایمن‌سازی عمل کنند. نانوذرات ویروس مانند، از نظر ساختاری شبیه به ذرات ویروس، اما بدون ژنوم ویروسی هستند، معمولاً در ساخت واکسن استفاده می‌شوند. آن‌ها را می‌توان با انکوباسیون نانوذرات طلا به عنوان هسته با پروتئین‌های کووید-۱۹ مانند پروتئین سنبله که به طور خود به خود سطح را عامل‌دار می‌کنند، ساخت. این واکسن‌ها می‌توانند تحويل آنتی‌ژن لنفاوی را افزایش دهند و پاسخ سلولی و هومورال را در مقایسه با آنتی‌ژن‌های آزاد افزایش دهند (۲۵).

۱. نانوذرات کپسوله شده با آنتی‌ژن

- نانوذرات لیپیدی: نانوذرات لیپیدی (Lipid Nano Particles) برای تحويل محموله‌های اسید نوکلئیک (DNA و RNA) رمزکننده آنتی‌ژن‌های واکسن استفاده می‌شوند. کپسوله‌سازی در نانوذرات لیپیدی هم برای محافظت از محموله mRNA از تخریب سریع توسط RNase‌ها و هم برای تسهیل تحويل سلولی mRNA که به دلیل محدودیت‌های اندازه و بار چالش برانگیز است، عمل می‌کند. یکی از اجزای کلیدی

• **میسل‌ها:** میسل‌ها ساختارهای دوگانه دوست (Amphiphilic) خود سامان یافته هستند که می‌توانند پروتئین‌های کووید-۱۹ را تحويل دهنده، نمونه‌ای از آن‌ها واکسن نوواواکس (Novavax) است که در حال حاضر در مرحله پایانی کارآزمایی بالینی قرار دارد (۳۰).


• **نانوذرات پروتئین خود سامان یافته:** بسترها نانوذرات مبنی بر پروتئین نیز برای تحويل واکسن‌های پروتئینی زیر واحد کووید-۱۹ توسعه یافته‌اند. یک نانوذره فریتین خود سامان یافته پوشیده با پروتئین سنبله کووید-۱۹ (NCT04784767) در حال حاضر در مرحله آزمایش بالینی فاز ۱ است (۳۰).

• **لیپوزوم‌ها:** لیپوزوم‌ها مجموعه‌های نانوساختاری از فسفولیپیدهای دوگانه دوست با یک یا چند لایه دولایه لیپیدی هستند که غشایی را تشکیل می‌دهند که برخلاف نانوذرات، یک هسته آبی را محصور می‌کنند. لیپوزوم‌ها برای تحويل آنتیژن‌های واکسن کووید-۱۹ استفاده شده‌اند. در یک کارآزمایی بالینی، زیر واحدهای RBD به سطح لیپوزوم‌ها متصل شدند تا واکسن‌های RBD-لیپوزومی را تشکیل دهند (تصویر ۱۱ و ۱۲) (۳۰).


چسبندگی نانوذرات را در سطوح اپیتلیال راه هوایی پس از تجویز داخل بینی تسهیل کند. علاوه بر این، سطح نانوذرات کیتوزان با قندهای مانوز آراسته شده است. تشخیص مانوز توسط ایمنی ذاتی می‌تواند منجر به افزایش جابجایی نانوذرات به شبکه سلول‌های دندربیک فولیکولی و رسوب در مراکز اصلی غدد لنفاوی شود (۳۰).

۲. نانوذرات ارائه دهنده آنتیژن

• **ذرات ویروس مانند:** نانوذرات ویروس مانند مجموعه‌های در اندازه نانو از پروتئین‌های ساختاری ویروسی هستند که می‌توانند به عنوان وسیله انتقال آنتیژن واکسن عمل کنند. آن‌ها ویژگی‌های مولکولی و ریخت شناختی ویریون‌های ویروسی اصلی را تقلید می‌کنند، در حالی‌که فاقد مواد ژنتیکی هستند که آن‌ها را غیر عفونی و غیر قابل تکثیر می‌کند. چندین واکسن بر پایه نانوذرات ویروس مانند کووید-۱۹ در NCT04636697 حال توسعه بالینی و پیش بالینی هستند و پیشرفت‌های آن‌ها در آزمایش‌های بالینی است که توسط شرکت کانادایی مدیکاگو (Medicago) توسعه یافته است. کیفیت و میزان پاسخ‌های آنتی‌بادی به دنبال یک دوز واحد از واکسن بر پایه نانوذرات ویروس مانند در مقایسه با آنتیژن محلول بیشتر است (۳۰).



تصویر ۱۱: انواع مختلف بسترها نانوذراتی که برای طراحی واکسن‌های کووید-۱۹ مورد استفاده قرار می‌گیرند (۳۰).



تصویر ۱۲: واکسن کلاسیک، واکسن مدرن و واکسن تولید شده با به کارگیری نانو فن آوری علیه ويروس کووید-۱۹.


بهداشت قرار گرفتند و به بالین راه یافتند، نیز از این فن آوری بهره برده‌اند. در حوزه تشخیص هم به کمک تکنیک‌های پرقدرت مانند RT-PCR و ELISA آمد و هم موجب فراهم آمدن کیت‌هایی با سرعت سنجش بالا و قدرت تشخیص قابل رقابت با روش‌های طلایبی شد. در زمینه درمان نیز به منظور دارورسانی داروهای از پیش موجود مورد آزمون قرار گرفت. همچنین، نانوموادی در مورد آزمایش قرار گرفتند که دارای زیست‌سازگاری و ویژگی ضد ويروسی با خطر کمتر مقاومت دارویی هستند. از این‌رو می‌توان مداخله نانو فن آوری به حوزه پیشگیری، تشخیص و مقابله با ويروس کرونا را موفق دانست و برای ریشه کنی نه تنها این ويروس بلکه سایر عوامل بیماری‌زا امیدوار کننده دانست (تصویر ۱۳).

حامي مالي: ندارد.

تعارض در منافع: وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

ورود فن آوری نانو به حوزه‌های مختلف از جمله پزشکی موجب ظهور پیشرفت‌های شگفت انگیزی شده است که بی‌شك بدون ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی سامانه‌های نانو میسر نمی‌شد. حوزه درمان، تشخیص و پیشگیری از بیماری‌ها از جمله بیماری نوظهور کرونا که تمام دنیا را متأثر کرد از این ره‌آورد بی‌تأثیر نماند. طیف گسترده سامانه‌های نانو با ویژگی‌های متفاوت امکان انتقال انواع ذرات، میکروارگانیسم‌ها، ملکول‌های شیمیایی مانند داروها و زیست ملکول‌ها شامل ساختارهای پروتئینی، نوکلئوتیک اسیدی و پلی‌ساکاریدی به انواع سلول‌ها و بافت‌ها را فراهم نموده است. با دخالت نانو فن آوری در حوزه پیشگیری، هم در تولید واکسن و هم ماسک موجب محافظت قطعی در برابر ويروس خطرناک عامل این بیماری شد. واکسن‌هایی که اثربخشی آن‌ها مورد تأیید سازمان‌های جهانی



تصویر ۱۳: نانوپزشکی به عنوان یک رویکرد امیدوارکننده برای تشخیص، درمان و پیشگیری از کووید-۱۹.

References:

- 1-**Sharma A, Ahmad Farouk I, Lal SK. *COVID-19: A Review on the Novel Coronavirus Disease Evolution, Transmission, Detection, Control and Prevention.* Viruses 2021; 13(2): 202.
- 2-**Pillaiyar T, Meenakshisundaram S, Manickam M. *Recent Discovery and Development of Inhibitors Targeting Coronaviruses.* Drug Discovery Today 2020; 25(4): 668-88.
- 3-Intro to Viruses.** Available at: <https://www.khanacademy.org/science/biology/biology-of-viruses/virus-biology/a/intro-to-viruses>. Accessed August 3,2021
- 4-Li C, Zhao C, Bao J, Tang B, Wang Y, Gu B.** *Laboratory Diagnosis of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).* Clinica Chimica Acta 2020; 510: 35-46.
- 5-Ni W, Yang X, Yang D, Bao J, Li R, Xiao Y, et al.** *Role of Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) in COVID-19.* Critical Care 2020; 24(1): 1-0.
- 6-Li C, He Q, Qian H, Liu J.** *Overview of the Pathogenesis Of COVID-19.* Experimental and Therapeutic Medicine 2021; 22(3): 1-10.
- 7-Su H, Xu Y, Jiang H.** *Drug Discovery and Development Targeting the Life Cycle of SARS-CoV-2.* Front Microbiol 2021; 1(2): 151-65.
- 8-V'kovski P, Kratzel A, Steiner S, Stalder H, Thiel V.** *Coronavirus Biology and Replication: Implications for SARS-CoV-2.* Nat Rev Microbiol 2021; 19(3): 155-170.
- 9- Loeffelholz MJ, Tang YW.** *Laboratory Diagnosis of Emerging Human Coronavirus Infections—The State of the Art.* Emerg Microbes Infect 2020; 9(1): 747-56.
- 10-Rai P, Kumar BK, Deekshit VK, Karunasagar I, Karunasagar I.** *Detection Technologies and Recent Developments in the Diagnosis of COVID-19 Infection.* Appl Microbiol Biotechnol 2021; 105(2): 441-55.
- 11-Pizzol JLD, Hora VPD, Reis AJ, Vianna J, Ramis I, Groll AV, et al.** *Laboratory Diagnosis for Covid-19 : A Mini-Review.* Rev Soc Bras Med Trop 2020; 53: e20200451.
- 12-Witika BA, Makoni PA, Mweetwa LL, Ntemi PV, Chikukwa MTR, Matafwali SK, et al.** *Nano-Biomimetic Drug Delivery Vehicles: Potential Approaches for COVID-19 Treatment.* Molecules 2020; 25(24): 5952.
- 13-Singh TU, Parida S, Lingaraju MC, Kesavan M, Kumar D, Singh RK.** *Drug Repurposing Approach to Fight COVID-19.* Pharmacol Rep 2020; 72(6): 1479-508.
- 14-Yang KC, Lin JC, Tsai HH, Hsu CY, Shih V, Hu CJ.** *Nanotechnology Advances in Pathogen-And Host-Targeted Antiviral Delivery: Multipronged Therapeutic Intervention for Pandemic Control.* Drug Deliv Transl Res 2021; 11(4): 1420-37.
- 15-Hempel T, Raich L, Olsson S, Azouz NP, Klingler AM, Hoffmann M, et al.** *Molecular Mechanism of Inhibiting the SARS-CoV-2 Cell Entry Facilitator TMPRSS2 with Camostat and Nafamostat.* Chem Sci 2021; 12(3): 983-92.
- 16-Frediansyah A, Tiwari R, Sharun K, Dhama K, Harapan H.** *Antivirals for COVID-19: A Critical Review.* Clin Epidemiol Glob Health 2021; 9: 90-8.
- 17-Tuccori M, Ferraro S, Convertino I, Cappello E, Valdiserra G, Blandizzi C, et al.** *Anti-SARS-CoV-2*

- Neutralizing Monoclonal Antibodies: Clinical Pipeline.* MAbs 2020; 12(1): 1854149.
- 18-** Yang D. *Application of Nanotechnology in the COVID-19 Pandemic.* Int J Nanomedicine 2021; 16: 623-49.
- 19-** Calina D, Docea AO, Petrakis D, Egorov AM, Ishmukhametov AA, Gabibov AG, et al. *Towards Effective COVID-19 Vaccines: Updates, Perspectives and Challenges.* Int J Mol Med 2020; 46(1): 3-16.
- 20-** Vahedifard F, Chakravarthy K. *Nanomedicine for COVID-19: The Role of Nanotechnology in the Treatment and Diagnosis of COVID-19.* Emergent Mater 2021; 4(1): 75-99.
- 21-** Abd Elkodous M, Olojede SO, Morsi M, El-Sayyad GS. *Nanomaterial-Based Drug Delivery Systems as Promising Carriers for Patients with COVID-19.* RSC Adv 2021; 11(43): 26463-80.
- 22-** Itani R, Tobaiqy M, Al Faraj A. *Optimizing Use of Theranostic Nanoparticles as a Life-Saving Strategy for Treating COVID-19 Patients.* Theranostics 2020; 10(13): 5932-42.
- 23-** Gupta R, Sagar P, Priyadarshi N, Kaul S, Sandhir R, Rishi V, et al. *Nanotechnology-Based Approaches for the Detection of SARS-CoV-2.* Frontiers in Nanotechnology 2020; 2: 589832.
- 24-** Tomás AL, de Almeida MP, Cardoso F, Pinto M, Pereira E, Franco R, et al. *Development of a Gold Nanoparticle-Based Lateral-Flow Immunoassay for Pneumocystis Pneumonia Serological Diagnosis at Point-Of-Care.* Front Microbiol 2019; 10: 2917.
- 25-** Abd Ellah NH, Gad SF, Muhammad K, E Batiha G, Hetta HF. *Nanomedicine as a Promising Approach for Diagnosis, Treatment and Prophylaxis Against COVID-19.* Nanomedicine (Lond) 2020; 15(21): 2085-102.
- 26-** Pan D, Frieman M. *Advanced Nanotechnology Provides "Naked Eye" Visual Detection of Virus in 10 Minutes.* University of Maryland School of Medicine. May 28, 2020. <https://www.medschool.umaryland.edu/>
- 27-** Kang J, Tahir A, Wang H, Chang J. *Applications of Nanotechnology in Virus Detection, Tracking, and Infection Mechanisms.* Wiley Interdiscip Rev Nanomed Nanobiotechnol 2021; 13(4): e1700.
- 28-** Iravani S. *Nano-And Biosensors for the Detection of SARS-CoV-2: Challenges and Opportunities.* Materials Advances 2020; 1(9): 3092-103.
- 29-** Bardhan NM, Jansen P, Belcher AM. *Graphene, Carbon Nanotubes and Plasmonic Nanosensors for Detection of Viral Pathogens: Opportunities for Rapid Testing in Pandemics Like COVID-19.* Front Nanotechnol 2021; 3: 1-5.
- 30-** Vu MN, Kelly HG, Kent SJ, Wheatley AK. *Current and Future Nanoparticle Vaccines for COVID-19.* EBioMedicine 2021; 74: 103699.

Targeted Strategies Against Coronavirus Using Nanotechnology

Mohsen Mohammadgholi¹, Fatemeh Pourbahman^{*2}

Review Article

Introduction: After the outbreak of the Coronavirus and the epidemic of its attributed disease worldwide, many scientists decided to use new strategies to diagnose, prevent and treat the coronavirus-caused disease. Nanotechnology, with a wide range of applications in various sciences, including medicine, helps to progress and solve many of its problems. Nanosystems with unique features have a special place in drug delivery and biomolecule transport. They can transfer antiviral and other drugs that face the coronavirus through different mechanisms in the blood plasma and between cells. Likewise, viral components and antibodies against them are moved between cellular and subcellular boundaries by some of these systems.

Conclusion: This study investigated the application of nanosystems in targeted drug delivery, vaccination, and diagnosis of corona disease.

Keywords: Corona, Nanomedicine, Vaccination, Targeted drug delivery, Covid-19, Nanosystems.

Citation: Mohammadgholi M, Pourbahman F. **Targeted Strategies against Coronavirus Using Nanotechnology** J Shahid Sadoughi Uni Med Sci 2023; 31(9): 6988-7003.

¹Department of Radiopharmacy, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.

²Shahid Rajaei Technical and Vocational College, Shiraz, Iran.

*Corresponding author: Tel: 07136313460, email: f.pourbahman@yahoo.com